



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Funk Temperaturüberwachungssystem mit 3 kabellosen Sendern

**192,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## neoLab Funk Temperaturüberwachungssystem mit 3 kabellosen Sendern

Noch nie war es so einfach, Temperaturwerte professionell zu überwachen und zu dokumentieren. Das neoLab Funk Temperaturüberwachungssystem mit 3 kabellosen Temperatursendern und wasserfestem Kabelfühler ist die ideale Lösung für eine professionelle Überwachung und Dokumentation via Internet-Browser.

Optimal für die Kontrolle der Innen- oder Außentemperatur und gleichzeitigen Überwachung von Kühl- und Klimageräten oder Flüssigkeiten über Kabelfühler. Proben und Geräte die permanent gekühlt werden müssen, haben Sie ganz bequem über einen PC ständig unter Kontrolle.

- Kontinuierliche Aufzeichnung der Messwerte zur lückenlosen Überwachung und Dokumentation
- Temperaturbereich: -30 bis +60 °C
- Kabellänge 140 cm
- für PC, Apple, Linux, Android und iOS Geräte geeignet

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5442
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156428
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	60 °C
Temp MIN	-30 °C
Breite	41 mm
Höhe	35 mm
Tiefe	129 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	66 g
Typ Schnittstelle	WLAN
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Schnittstelle mit Grenzwerteinstellung mit Alarmfunktion im Set inklusive Batterien/Akku für die Wandmontage geeignet
(Kombinierte) Funktionen	Thermometer Datenlogger
Energieversorgung	Akku Batterie
Anzahl Teile im Set	4
gemessene Größe(n)	Temperatur
Datenübertragung	WLAN Funk
Ersatzteil	2-3023
Messeinheit	°C °F

