



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Thermo-/Hygrometer, Max./Min.- Funktion -10°C/+60°C

43,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Elektronisches Thermometer und Hygrometer mit Maximum-/Minimum-Funktion, zum Stellen oder Hängen.

Technische Daten

Temperatur: -10°C bis +60°C

Rel. Luftfeuchte: 10-99 %

Auflösung: 0,1°C

Genauigkeit: ± 1°C, ± 5 %

Anzeige: Temperatur und Luftfeuchte gleichzeitig, umschaltbar °C/°F

Memory-Funktion: Maxima-/Minima-Abruf für Temperatur und Luftfeuchte

Stromversorgung: 2 Mikro-Batterien 1,5 V inkl.

Maße: 110 x 70 x 20 mm

Gewicht: 113 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5437
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004682
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	60 °C
Temp MIN	-10 °C
Breite	70 mm
Höhe	110 mm
Länge	70 mm
Tiefe	70 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	74 g
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit interner Kalibrierung inklusive Batterien/Akku
(Kombinierte) Funktionen	Thermometer Hygrometer
Auflösung rF %	1.00 %
Auflösung °C	0.1 °C
Energieversorgung	Batterie
Messeinheit	°C °F rF %
Messgenauigkeit rF %	5.00 rF
Messgenauigkeit °C	1 °C
Typ Kalibrierung	automatisch
gemessene Größe(n)	Temperatur Luftfeuchte
rF MAX	99.00 rF
rF MIN	10.00 rF

