



neoLab® Hand-Stückzähler economy 0-9999 Schraubplatte

Artikelbilder



Beschreibung

4-stelliger Handzähler zur Stückzählung von 0-9999.
Gehäuse aus verchromtem Metall, wahlweise aus Kunststoff gelb.
Mit Fingerbügel für ergonomisches Arbeiten.
Rückstellung auf Null mittels Drehknopf.

Gehäusedurchmesser: 45 mm
Gewicht: 66 g

Best.-Nr. 1-7512

Metallgehäuse/verchromt
Mit Fuß zum Anschrauben, dafür ohne Fingerring

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7512
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072046491
Durchmesser	45 mm
Farbe	silber
Material	Messing verchromt
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	66 g
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Fuß
Anzahl Stellen	9999
Funktionsweise	mechanisch

