



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific LF-Pocket-Tester ECTestr 11, 0-2000 μ s, 0-20 mS, AutoCal

158,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Diese Serie deckt den gesamten Messbereich vom Reinwasser bis zum Abwasser ab.
Die Tester verfügen über eine 1%-ige Messgenauigkeit über den gesamten Messbereich.
Sie können mit bis zu 3 Eichpunkten auf die Messungen eingestellt werden, wodurch ein Maximum an Genauigkeit erreicht werden kann.

Best.-Nr. 8-1305

ECTestr 11 mit AutoCal

Messbereich: 0-2000 μS / 0-20ms

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3965
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	8-1305
EAN	4066292033726
Farbe	Gelb Weiß
Temp MAX	50 °C
Temp MIN	0 °C
Breite	65 mm
Höhe	50 mm
Länge	185 mm
Tiefe	185 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	200 g
für Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
(Kombinierte) Funktionen	Leitfähigkeitsmesser
Energieversorgung	Batterie
Leitfähigkeit MAX	20000.000 µS/cm
Leitfähigkeit MIN	0.000 µS/cm
Auflösung µS/cm	0.100 µS/cm
Typ Kalibrierung	automatisch
gemessene Größe(n)	Leitfähigkeit
Ersatzteil	LD-3964
Messeinheit	µS/cm
Messgenauigkeit µS/cm	1.00 %

