



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Mettler-Toledo pH-Messgerät FiveEasy , F20- Standard Kit

740,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

FiveEasy™ pH F20-Standard-Kit

Kompaktes Entry-Level-Gerät für Standard-pH- und mV/Redox-Messungen mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis.

Einsetzbar in vielen Bereichen (z.B. Wasser-/Umweltanalytik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Ausbildung u.a.).

- 3-Punkt-Kalibrierung, 5 vordefinierte Puffergruppen
- Große LCD-Anzeige (alles auf einen Blick), Universal-Netzteil

Inklusive pH-Elektrode LE438

Anwendungsbereich:

Geeignet für eine Vielzahl wässriger Proben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0164
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105006626
EAN	4058072983017
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	weiß/hellgrau
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temp MAX	100 °C
Temp MIN	0 °C
Breite	227 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	147 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	Display 4.3" LCD Farbig
Gewicht	0.63 kg
Typ Schnittstelle	USB RS232
für Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit interner Kalibrierung mit integriertem Datenspeicher mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) mit automatischer Puffererkennung mit Sensor mit Schnittstelle mit Grenzwerteinstellung mit Alarmfunktion inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
(Kombinierte) Funktionen	pH-Messer Thermometer
Energieversorgung	Stromnetz
Typ Kalibrierung	auf Knopfdruck
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Datenübertragung	Kabel
Form Anschluss	gerade

Hersteller	Mettler-Toledo OnLine
Messgenauigkeit °C	0.1 °C
Typ Sensor	PH-Elektrode LE438
Typ Stecker	BNC Cinch

