



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® XS® COND 7 Vio mit TDS ohne Leitfähigkeitszelle

260,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Professionelles, tragbares Leitfähigkeitsmessgerät mit innovativem, hochauflösendem Farbdisplay, für eine hervorragende Datenvisualisierung bei allen Lichtverhältnissen, auch dank der Möglichkeit, den Kontrast und die Beleuchtung des Displays automatisch und manuell einzustellen.

- Leitfähigkeitsmessung, TDS, mit Temperaturanzeige und der Möglichkeit, die Parameter auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.
- Die Online-Anleitung bei der Einrichtung und Kalibrierung ermöglicht eine einfache und sofortige Nutzung des Geräts.
- Automatische Kalibrierung der Leitfähigkeit bis zu 5 Punkten (84; 147; 1413 μS und 12,88; 111 mS) und 1 vom Benutzer definierter Punkt.
- Einstellbare Referenztemperatur und wählbare Zellkonstante.
- Anzeige mit Icons der kalibrierten Punkte.
- Anzeige der Messstabilität und Möglichkeit zur Auswahl von 3 Stabilitätsstufen.
- Alle Vorgänge werden ständig überwacht und dem Bediener über die farbige LED über dem Display und die Selbstdiagnosemeldungen signalisiert.

Messbereich:

Cond: 0,1 μS ... 200 mS (0,01 μS - automatisch)

TDS: 0,01 mg / l ... 200 g / l

Temperatur: 0 ... 100,0 (0,1 °C)

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | 4-3133 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072191184 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

