



Lenz Blasenähler, Höhe 100 mm

Artikelbilder



Beschreibung

Blasenzähler zur Überwachung des Gasstroms in Destillieranlagen.

Höhe: 100 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1549
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3552
EAN	4058072312886
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN
Form	zylindrisch
Höhe	100 mm
Typ Anschluss	Glasstutzen
Typ Glasgefäß	Blasenzähler

