



## neolab® Kühlschrankthermometer

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Einfaches Tiefkühlthermometer zur Kontrolle der Temperatur in Kühlschränken.

Mit Klammer zum Anhängen. Sollte in keinem Kühlschrank fehlen.

Farbige Skala.

Messbereich: -30°C bis +30°C

Abmessungen: 72 mm Ø

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-2051
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072033774
Durchmesser	72 mm
Temp MAX	30 °C
Temp MIN	-30 °C
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	ohne Quecksilber
Messeinheit	°C
Teilung	1 °C
Typ Thermometer	Analog-Thermometer

