



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® KÜHLSCHRANKTHERMOMETER

10,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einfaches Tiefkühlthermometer zur Kontrolle der Temperatur in Kühlschränken.

Mit Klammer zum Anhängen. Sollte in keinem Kühlschrank fehlen.

Farbige Skala.

Messbereich: -30°C bis +30°C

Abmessungen: 72 mm Ø

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-2051
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072033774
Durchmesser	72 mm
Temp MAX	30 °C
Temp MIN	-30 °C
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	ohne Quecksilber
Messeinheit	°C
Teilung	1 °C
Typ Thermometer	Analog-Thermometer

