



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Maxima-/Minima-Thermometer, Alu- Gehäuse, -30 bis +50°C, quecksilberfrei

17,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Höchst- und Tiefsttemperaturen immer im Blick!

Mit großer, leicht ablesbarer Skala und Drucktaste zur Neueinstellung des Thermometers.

Messbereich: -30°C bis +50°C

Gehäusefarbe: grau

Beide Modelle sind quecksilberfrei.

Maße: 220 x 60 mm (L x B)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-9817
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072011284
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	3,5 mm
Temp MAX	50 °C
Temp MIN	-30 °C
Breite	60 mm
Höhe	220 mm
Länge	220 mm
Tiefe	220 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	ohne Quecksilber mit Maxima-/Minima-Funktion
Abbildung	2
Farbe Messflüssigkeit	rot
Messeinheit	°C
Teilung	1 °C
Typ Thermometer	Analog-Thermometer

