



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Amarell Taschenthermometer Spezialflüssigkeit, -30°C bis +50°C, inkl. Hülle

8,29 € Ab

5,10 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Vielzweckthermometer mit roter Spezialflüssigkeit.

Leicht ablesbar, breite Skala.

-30°C bis +50°C in gelber Kunststoffhülle

-10°C bis +100°C in blauer Kunststoff hülle

Die Lochung am Thermometerkopf ermöglicht zur Minimierung der Bruchgefahr Messungen auch in der Kunststoffhülle.

Bei Bedarf kann das Thermometer einfach aus der Hülle genommen werden.

Mit Befestigungsclip.

Thermometer-Ø: ca. 7 mm

Gesamtlänge: 155 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LL-3346
Hersteller (Marke)	Amarell
alte neoLab ArtikelNr.	2-9809
EAN	4066292052789
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	10 mm
Temp MAX	50 °C
Temp MIN	-30 °C
Länge	165 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	ohne Quecksilber
Farbe Messflüssigkeit	rot
Messeinheit	°C
Teilung	1 °C
Typ Thermometer	Analog-Thermometer

