



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Thermometer ohne Quecksilber, -10° bis +250°C, 30 cm lang, blaue Füllung

38,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Thermometer ohne Quecksilber mit roter Spezialflüssigkeit

7-8 mm Ø, Skala geteilt in 1/1°C.

Best.-Nr. 2-9803: mit blauer Füllung

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | LL-3345 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| alte neoLab ArtikelNr. | 2-9803 |
| EAN | 4066292052772 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Durchmesser | 7 mm |
| Temp MAX | 250 °C |
| Temp MIN | -10 °C |
| Länge | 300 mm |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen) | analog |
| Zähl- und Messgeräte Eigenschaften | ohne Quecksilber |
| Farbe Messflüssigkeit | blau |
| Messeinheit | °C |
| Teilung | 1 °C |
| Typ Thermometer | Analog-Thermometer |

