



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Laborthermometer

48,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das kostengünstige Laborthermometer zur Überwachung von Kühl- und Gefrierschränken im Labor. Mit dem Hi-Lo-Alarm lassen sich Temperaturabweichungen während der Lagerung detektieren.

- optischer und akustischer Alarm
- °C/°F-umschaltbar
- wasserdicht
- 1-Sekundenmesstaktrate
- großes Display
- inkl. Tauchfühler mit ca. 300 cm Kabel
- inkl. Befestigungsclip, Magnet + Tischständer
- inkl. Batterie

Technische Daten:

Sensor: NTC

Messbereich: -40°C bis +70°C

Auflösung: 0,1°C

Genauigkeit: ±0,5°C (bei -20°C bis +25°C), sonst ±1°C

Abmessungen (LxBxH): 86 x 57 x 30 mm

Fühlerrohr (LxD): 30 x 5 mm

Gewicht: 100 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5682
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069902
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	-40 °C
Breite	57 mm
Höhe	30 mm
Länge	86 mm
Tiefe	86 mm
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit Maxima-/Minima-Funktion mit Außensensor mit Alarmfunktion inklusive Batterien/Akku
Anwendung Thermometer	(Tief-)Kühlschrank
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Auflösung °C	0.1 °C
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Gewicht	100 g
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	0.5 °C
Typ Fühler	Tauchfühler mit Kabel
Typ Thermometer	Digital-Thermometer (Tief-)Kühlschrank-Thermometer

