




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Thermometer für Innen- u. Außentemperatur

48,10 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Handliches Thermometer mit großem LCD-Dual-Display.

- umschaltbar von °C in F
- Memory-Funktion für Min./Max.-Temperaturwerte
- Messbereich innen: -10°C bis +50°C
- Messbereich außen: -50°C bis +70°C
- Auflösung: 0,1°C
- Genauigkeit: +/- 1°C

Außensensor mit 3 m Kabel

Stromversorgung: 1 Mignon-Batterie 1,5 Volt

Maße: 102 x 110 x 21 mm (L x B x T)

Gewicht: 133 g (incl. Batterie)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5425
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004644
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	-50 °C
Breite	21 mm
Höhe	110 mm
Länge	98 mm
Tiefe	98 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	133 g
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Maxima-/Minima-Funktion mit Außensensor mit Alarmfunktion inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
Anwendung Thermometer	Innen Außen
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Fühler	Luft-/ Gasfühler mit Kabel
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	1 °C
Typ Thermometer	Digital-Thermometer

