











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



# Amarell Max./Min.-Thermometer, -50 bis +70°C, Auflösung 0,1°C

25,82 € Ab 20,43 € zzgl. MwSt & Versand

#### **Product Images**



## Beschreibung

#### Formschön und funktionell!

- Temperatur-Memory-Funktion
- gleichzeitige Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Display-Beleuchtung
- Umschaltung °C auf °F
- mit 3 m langem Außensensor
- mit Standfuß und Wandhalterung
- mit 1,5 V (AAA) Mikro-Batterie

Temperatur-Messbereich:

-50°C bis +70°C

Auflösung: 0,1°C

### Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LL-0616
Hersteller (Marke)	Amarell
alte neoLab ArtikelNr.	2-5420
EAN	4058072288198
Farbe	Weiß
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	-50 °C
Breite	20 mm
Höhe	80 mm
Länge	55 mm
Tiefe	55 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	0 g
für Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Maxima-/Minima-Funktion mit Außensensor inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
Anwendung Thermometer	Innen Außen
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Fühler	Luft-/ Gasfühler mit Kabel
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	1 °C
Typ Thermometer	Digital-Thermometer

