




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Pocket-Einstichthermometer -40bis +200°C

29,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pocket-Thermometer mit langem Fühler (125 mm) für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen.

- wasserdicht
- 1-Sekunden-Messtaktrate
- Max-Min-Hold-Funktion
- C/F- umschaltbar
- mit Kunststoffhülse + Clip
- inkl. Knopfzelle LR 44

Technische Daten

Genauigkeit: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ (-20 bis 100°C), sonst $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Maße: 205 x 20 x 17 mm (L x B x H)

Gewicht: 56 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1070
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072020651
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	200 °C
Temp MIN	-40 °C
Breite	17 mm
Höhe	202 mm
Länge	20 mm
Tiefe	20 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	44 g
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit Maxima-/Minima-Funktion mit Einstechfühler inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
Anwendung Thermometer	Flüssigkeiten viskoses/ pulveriges Material
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Fühler	Einstechfühler Tauchfühler
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	0.8 °C
Typ Thermometer	Digital-Thermometer

