



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Amarell Digital-Taschenthermometer, -50 bis +200°C

25,46 € Ab

18,46 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Messbereich: -50°C bis +200°C: 0,1°C

Genauigkeit: ± 2°C

Speicherung der Momentanzeige möglich.

- Edelstahlfühler mit Einstechspitze
- komplett mit Batterie.
- mit Ein-/Aus-Schalter.
- Batterielebensdauer bis zu 5000 Stunden
- mit Kunststoffhülse, als Haltegriff verwendbar

Zubehör: Knopfzelle V 76 PX (SR 44) (Best.-Nr. 4-1089)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LL-0599
Hersteller (Marke)	Amarell
alte neoLab ArtikelNr.	4-1099
EAN	4058072288181
Farbe	Schwarz
Temp MAX	200 °C
Temp MIN	-50 °C
Breite	22 mm
Höhe	147 mm
Länge	55 mm
Tiefe	55 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	0 g
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit Einstechfühler inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
Anwendung Thermometer	Flüssigkeiten viskoses/ pulveriges Material
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Fühler	Einstechfühler Tauchfühler
Messeinheit	°C
Messgenauigkeit °C	2 °C
Typ Thermometer	Digital-Thermometer

