



## neolab<sup>®</sup> Taschenthermometer klappbar

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

**Klappbares Taschenthermometer**, wasserdicht. Ideal zur Messung von Lebensmitteln (gemäß EN13485), Flüssigkeiten usw. -40°C bis 250°C

**Fühlerrohr:** 70 mm

**Genauigkeit:**  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

**Abmessung:** 116 x 38 x 20 mm (L x B x H)

Zubehör: Knopfzelle CR 2032 (Best.-Nr. 4-1049)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	5-2123
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072024116
Farbe	Weiß
Temp MAX	350 °C
Temp MIN	-50 °C
Breite	18 mm
Höhe	110 mm
Länge	35 mm
Tiefe	35 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	100 g
für Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit Einstechfühler inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
Anwendung Thermometer	Flüssigkeiten viskoses/ pulveriges Material
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Fühler	Einstechfühler Tauchfühler
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	0.5 °C
Typ Thermometer	Digital-Thermometer

