



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Taschenthermometer klappbar

32,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Klappbares Taschenthermometer, wasserdicht. Ideal zur Messung von Lebensmitteln (gemäß EN13485), Flüssigkeiten usw. -40°C bis 250°C

Fühlerrohr: 70 mm

Genauigkeit: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Abmessung: 116 x 38 x 20 mm (L x B x H)

Zubehör: Knopfzelle CR 2032 (Best.-Nr. 4-1049)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	5-2123
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072024116
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	350 °C
Temp MIN	-50 °C
Breite	18 mm
Höhe	110 mm
Länge	35 mm
Tiefe	35 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	100 g
für Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit Einstechfühler inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
Anwendung Thermometer	Flüssigkeiten viskoses/ pulveriges Material
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Fühler	Einstechfühler Tauchfühler
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	0.5 °C
Typ Thermometer	Digital-Thermometer

