



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Externer Temperaturfühler Pt100 für Regelung der Medientemperatur, für Steuergerät heatMIXcontrol (68300)

357,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Externer Probenfühler für Steuergerät heatMIXcontrol (68300), Temperaturfühler Pt100 für direkte Regelung der Medientemperatur. Versandgewicht (brutto): ca. 0,1 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0065
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101856910
EAN	4058072445058
Bruttogewicht	0.1
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.05000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.15000 m
Verpackungsvolumen	0.00225000 ccm
Zolltarifnummer	90251920

