



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Infrarotthermometer

35,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur
Anwendung in den Bereichen Haushalt, Hobby und Beruf

Messdauer: 1 Sekunde

Abmessungen: 91 x 36 x 14 mm (L x B x H)

Gewicht: 50 g

Bedienungsanleitung inklusive

Zubehör: Knopfzelle CR 2032 (Best.-Nr. 4-1049)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	5-2122
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072024109
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Temp MAX	199 °C
Temp MIN	-33 °C
Breite	14 mm
Höhe	91 mm
Länge	36 mm
Tiefe	36 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	50 g
für Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	inklusive Batterien/Akku
Anwendung Thermometer	Oberflächen
Auflösung °C	0.5 °C
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Messeinheit	°C
Messgenauigkeit °C	2 °C
Typ Fühler	Infrarot
Typ Thermometer	Digital-Thermometer Infrarot-Thermometer

