




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Infrarot-Thermometer -33 bis 500 °C

89,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

neolab Infrarot-Thermometer -33 bis +500 °C

Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit kreisförmigem Laservisier. Dieser zeigt den tatsächlichen Messbereich an: je weiter die Entfernung, desto größer die Fläche. Die Messdauer beträgt dabei nur eine Sekunde.

- Anzeige der aktuellen Temperatur
- Höchst- und Tiefsttemperatur
- Verhältnis Messentfernung : Messfleckgröße 9:1
- im Taschenformat mit Clip
- Temperaturbereich: -33 bis 500 °C
- Maße: 26 x 30 x 150 mm
- Gewicht: 64 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	5-2124
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072158019
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz Rot
Temp MAX	500 °C
Temp MIN	-33 °C
Breite	30 mm
Höhe	26 mm
Länge	150 mm
Tiefe	150 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	64 g
für Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Maxima-/Minima-Funktion inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.01 °C
Anwendung Thermometer	Oberflächen
Energieversorgung	Akku Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Ersatzteil	2-3024
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	0 °C
Typ Thermometer	Infrarot-Thermometer

