




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Kontaktthermometer für Magnetrührer 7-3080

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kontaktthermometer mit Pt 1000 Fühler

Sicherheits- und Regelkreis gemäß DIN 12878 Klasse 1 und 2, Display Hintergrundbeleuchtung, LED Anzeige für Regelstatus, IP65, ca. 150 g, inkl. Halterung für Stativstange.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Art.-Nr. | ZU-0058 |
| Hersteller (Marke) | 2mag |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-3082 |
| EAN | 4058072444464 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | hellgrau |
| Temp MAX | 300 °C |
| Temp MIN | -50 °C |
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Länge | 54 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen) | digital |
| Gewicht | 90 g |
| Zähl- und Messgeräte Eigenschaften | wasserdicht mit Einstechfühler inklusive Batterien/Akku |
| Auflösung °C | 0.1 °C |
| Anwendung Thermometer | Flüssigkeiten |
| Energieversorgung | Batterie |
| Funktionsweise | elektronisch |
| Typ Fühler | Tauchfühler mit Kabel |
| Messeinheit | °C |
| Messgenauigkeit °C | 1 °C |
| Typ Thermometer | Digital-Thermometer |

