



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wiggens Vakuumcontroller, Messgenauigkeit 0,25 mbar

2.338,44 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der präzise **Wiggins DVR 480** ist ein multifunktionaler **Vakuumcontroller** zum Anschluss an Pumpen oder Vakuumnetzwerke.

Sie bieten einen großen Mess- und Regelbereich in der Vakuumtechnik und sind für Anwendungen, in denen ein genaues Vakuum unerlässlich ist, bestens geeignet.

Das Vakuum ist von 0,1 bis 1000 mbar regelbar.

Das Gerät verfügt über ein helles LED-Display und eine praktische On-Touch-Steuerung.

- Geeignet für Rotationsverdampfer
- Unterstützt die Programmierung einer Steuerung mit bis zu 5 Schritten
- Alle Teile, die mit Gasen in Berührung kommen, bestehen aus PTFE oder hochfester Keramik
- Hohe chemische Beständigkeit
- RS-232 und analoger Anschluss verfügbar
- Direkte elektrische Steuerung der Vakuumpumpe
- Geeignet für den Dauerbetrieb

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WI-1544
Hersteller (Marke)	Wiggins
alte neoLab ArtikelNr.	2-9799
EAN	4058072443214
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Bedienung über	Folientastatur
Druck MAX	1.00 bar abs.
Druck MIN	0.1000 mbar abs.
Energieversorgung	Stromnetz
Messeinheit	mbar
für Medium	Luft/Gase/Dämpfe
gemessene Größe(n)	Druck

