



SI Analytics Viskosimeter Ubbelohde

Artikelbilder

Beschreibung

Ubbelohde-Viskosimeter (DIN), Typ-Nr. 501 01, Kapillare-Nr. 0a, Konstante K = 0,005, kalibriert für manuelle Messungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1347
Hersteller (Marke)	SI Analytics
VGKL Nummer	692710003
EAN	4066292319370
Bruttogewicht	0.275
Nettogewicht	0.27500 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	90278080

