



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine 3-Kanal-Multi-Timer mit großem Display

Sonderangebot

14,50 €

Normalpreis

22,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

3-Kanal-Kurzzeitmesser mit Count-Down und Count-Up Funktion

- jeder Kanal mit separatem Display
- Uhrenfunktion, wahlweise 12 oder 24 h-Modus
- Laufzeit je 99 Std., 59 Min., 59 Sek. in Sekundenschritten
- Start-/Stopp-Taste
- mit Haftmagnet, Halteklammer und Standfuß

Inklusive 2 x 1,5V Lithium-Batterie

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1999
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072154882
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Grau Weiß orange
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	68 mm
Form	rechteckig
Höhe	88.7 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countup-Funktion/Stoppuhr mit Countdown-Funktion/Kurzzeitmesser mit Additionsfunktion inklusive Batterien/Akku
Anzahl Kanäle/ Timer	3
Anzahl Stellen	6
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Batterie	Batterie
Typ Uhr	Kurzzeitmesser/ Timer. digital

