



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Digitale Funkuhr

48,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Funkuhr in digitaler Ausführung bietet dank des großen Displays eine hohe Übersichtlichkeit. Die Funkuhr arbeitet über das DCF-Signal mit höchster Genauigkeit. Befinden Sie sich im europäischen Ausland außerhalb des DCF-Bereichs ist auch eine manuelle Einstellmöglichkeit möglich. Zusatzfunktionen wie Anzeige der Kalenderwoche, zweite Uhrzeit, Weckalarne, Snooze-Funktion sowie Anzeige der Innentemperatur runden die Funktionalität der Funkwanduhr ab.

- **2-4570:** Genaue Uhrzeit mit Wochentag, 258 x 30 x 212 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4570
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156305
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Funktionsweise	elektronisch
Typ Uhr	Wanduhr

