



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Digitale Funkuhr mit Raumklimafunktion

59,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Funkuhr in digitaler Ausführung bietet dank des großen Displays eine hohe Übersichtlichkeit. Die Funkuhr arbeitet über das DCF-Signal mit höchster Genauigkeit. Befinden Sie sich im europäischen Ausland außerhalb des DCF-Bereichs ist auch eine manuelle Einstellmöglichkeit möglich. Zusatzfunktionen wie Anzeige der Kalenderwoche, zweite Uhrzeit, Weckalarne, Snooze-Funktion sowie Anzeige der Innentemperatur runden die Funktionalität der Funkwanduhr ab.

- **2-4573:** Genaue Uhrzeit mit Wochentag, Temp.- und Luftfeuchtigkeitsanzeige, 248 x 27 x 206 mm, -10 bis 50 °C, 20 bis 99 % Luftfeuchtigkeit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4573
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156329
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Funktionsweise	elektronisch
Typ Uhr	Wanduhr

