



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Timer mit direkter Zahleneingabe

10,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dieser digitale Timer mit Stoppuhrfunktion ist vor allem dann geeignet, wenn exakte Zeiten eingehalten werden müssen. Mit dem Zahlenfeld können Sie jede beliebige Zeit bis 99 std, 99 min und 99 sek einstellen.

- Inklusive 2 x 1,5 V AAA Batterien
- Maße: 66 x 20 x 108 mm
- Gewicht: 50 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4576
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072159269
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Form	rechteckig
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countup-Funktion/Stoppuhr mit Countdown-Funktion/Kurzzeitmesser inklusive Batterien/Akku
Anzahl Kanäle/ Timer	1
Ersatzteil	2-3023
Funktionsweise	elektronisch
Laufzeit	99 Std.
Typ Batterie	1.5V AAA
Typ Uhr	Kurzzeitmesser/ Timer. digital

