



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Timer mit extra lautem Alarm

11,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der neoLab **digitaler Timer mit Stoppuhrfunktion**, schneller Zeiteingabe und extra lautem Alarm wird vor allem dort gebraucht wo ein relativ hoher Geräuschpegel herrscht. Ob in Produktionsstätten oder in Laboren in denen große Geräte für einen hohen Lärmpegel sorgen, dieser Timer wird nicht mehr überhört. Zusätzlich zum Alarm leuchtet ein kleines Lämpchen auf, das für die visuelle Alarmierung sorgt.

- große Anzeige
- schnelle Zeitangabe von 10, 5 und 1 min. und 10 s.
- mit Magnet zum Befestigen an Kühlschrank, Werkbank,...
- mit Ständer und Aufhängeöse
- Maße: 90 x 17 x 90 mm
- Gewicht: 66 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4574
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072158392
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Form	rechteckig
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countup-Funktion/Stoppuhr mit Countdown-Funktion/Kurzzeitmesser inklusive Batterien/Akku
Anzahl Kanäle/ Timer	1
Funktionsweise	elektronisch
Ersatzteil	4-1049
Laufzeit	99 Std.
Typ Batterie	1.5V AAA
Typ Uhr	Kurzzeitmesser/ Timer. digital

