



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Kurzzeitmesser

11,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Doppelfunktion: Countdown + Stoppuhr
- Laufzeit leicht einstellbar, für max. 99 Minuten 59 Sekunden
- lautes Signal beim Zielpunkt „0“
- große LCD-Anzeige (ca. 20 mm)
- schwenkbarer Standfuß
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Maße: 70 x 45 x 10 mm (L x B x T)

optionales Zubehör: Knopfzelle V 76 PX (SR 44) (Best.-Nr. 4-1089)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1730
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057879
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Form	rechteckig
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countup-Funktion/Stoppuhr mit Countdown-Funktion/Kurzzeitmesser mit Additionsfunktion
Anzahl Kanäle/ Timer	1
Funktionsweise	elektronisch
Typ Batterie	Batterie (Knopfzelle)
Typ Uhr	Kurzzeitmesser/ Timer. digital

