



neoLab® Kurzzeituhr 60 Minuten, Feineinstellung

Artikelbilder



Beschreibung

Mechanische Kurzzeitmesser mit 60 Minuten Laufzeit.

- exakte Einstellung im Minuten-Intervall
- zum Stellen, Legen, Hängen und für die Tasche

- mit Qualitätslaufwerk

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1750
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057893
Farbe	Weiß
Form	quadratisch
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countdown-Funktion/Kurzzeitmesser
Anzahl Kanäle/ Timer	1
Funktionsweise	mechanisch
Typ Uhr	Kurzzeitmesser. analog

