



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Thermo-Timer Zeitschaltuhr mit Thermostat 0 bis 40°C

61,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zeitschaltuhr mit Thermostat, Funktion mit oder ohne Temperatursteuerung.

- 11 mm großes Display für 24 h-Anzeige oder Temperatur
- 3 mögliche An-/Aus-Intervalle pro Tag
- leichte Bedienung, displaygeführt
- batteriegepufferte Programmspeicherung bzw. -eingabe
- LED-Leuchte zeigt Betriebsstatus
- wasserdichter Außenfühler
- mit 1,5 m Kabellänge

Temperatur-Messbereich: 0 bis +40°C

Genauigkeit: ± 1°C

Leistung: 16 A (ca. 3500 W)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1745
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057886
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	0 °C
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Spannung	230 V
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Thermostat
Funktionsweise	elektronisch elektrisch
Leistung	3500 W

