



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Timer mit Signal, 99 Min., 59 Sek.

**13,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Elektronischer Timer und Stoppuhr mit gut ablesbarem 4 Digit-Display für Minuten und Sekunden.

Große Start-/Stopp-Taste, maximale Laufzeit 99 Minuten und 59 Sekunden.

Memory- und Count-Down- Funktion.

Mit Befestigungsmagnet, inkl. 1 Knopfzelle LR44.

Maße: 90 x 45 mm (L x B)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1398
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072056490
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Form	quadratisch
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countdown-Funktion/Kurzzeitmesser mit Additionsfunktion inklusive Batterien/Akku
Anzahl Kanäle/ Timer	1
Funktionsweise	elektronisch
Typ Batterie	Batterie (Knopfzelle)
Typ Uhr	Kurzzeitmesser/ Timer. digital

