



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Timer mit Zeitprogrammstecker für Tagesprogramm

29,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Klein und fein!

Programmstecker für Tages- oder Wochenprogramme.

Ein- und Ausschaltzeiten einstellbar. Hoch temperaturbeständige und selbstlöschende Materialien.

Best.-Nr. 2-1720

Tageszeitprogramm mit 15-Minuten-Segmenten.

Einfache Programmeinstellung durch Kippsegmente.

Handschalter zur sofortigen Ein- oder Ausschaltung der Geräte.

Schaltzustandsanzeige EIN/AUS

Schaltleistung: 16 A, 230 V

Nennspannung: 230 V, ± 10%

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1720
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057855
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Spannung	230 V
Funktionsweise	mechanisch elektrisch
Leistung	3600 W

