




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Timer mit Zeitprogrammstecker für Wochenprogramm

Sonderangebot

37,00 €

Normalpreis

44,70 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Klein und fein!

Programmstecker für Tages- oder Wochenprogramme.

Ein- und Ausschaltzeiten einstellbar. Hoch temperaturbeständige und selbstlöschende Materialien.

Best.-Nr. 2-1721

Wochenzeitprogramm mit 2-Stunden-Segmenten.

Einfache Programmeinstellung durch Kippsegmente.

Handscharter zur sofortigen Ein- oder Ausschaltung der Geräte.

Schaltzustandsanzeige EIN/AUS

Schaltleistung: 16 A, 230 V

Nennspannung: 230 V, ± 10%

Zusätzliche Informationen

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 2-1721 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072057862 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen) | analog |
| Spannung | 230 V |
| Funktionsweise | mechanisch elektrisch |
| Leistung | 3600 W |

