




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hecht Tisch-Stoppuhr 0-60 / 0-100 Min., Ø 110 mm

136,95 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Große Tisch-Stoppuhr mit gut ablesbarem Ziffernblatt (Ø 110 mm) und zwei Zeigern.

- 60 Minuten/60 Sekunden
- bzw. 100/100 Minuten
- Zeitauflösung 1 Sek. und 1/100 Minute
- Zeiger und Zahlenstriche nachleuchtend
- Start/ Stopp/ Nullstellung
- Addition, Summierung der Zeit
- Temposchaltung

Farbe: weiß

Maße: 170 x 130 x 90 mm (H x B x T)

Gewicht: 600 g

Zubehör: Batterien LR6 (Best.-Nr. 2-3024)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WQ-1628
Hersteller (Marke)	Hecht
alte neoLab ArtikelNr.	1-1597
EAN	4058072443634
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Form	halbrund
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countup-Funktion/Stoppuhr mit Additionsfunktion
Anzahl Kanäle/ Timer	1
Funktionsweise	elektrisch
Typ Batterie	Batterie
Typ Uhr	Kurzzeitmesser. analog

