



SI Analytics Lab845Set/BL19pH

Artikelbilder

Beschreibung

Labor-pH-Meter, Messparameter pH, mV, ISE, Temp., 2-Punkt-Kalibr., Mikropr., BNC Anschluß. Inklusive Stativ, Netzteil, BlueLine 19 pH und DIN Puffern in Ampullen (6 St.)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1029
Hersteller (Marke)	SI Analytics
VGKL Nummer	102706810
EAN	4066292316591
Bruttogewicht	192
Nettogewicht	192.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	90278020

