



Mettler-Toledo pH-Messgerät FiveGo, F2-Food Kit

Artikelbilder



Beschreibung

Die **tragbaren FiveGo™ Geräte** sind ideal für mobile Anwendungen im Labor geeignet und bieten hochwertige Messungen für pH/mV mit nur einem Tastendruck.

Durch das robuste und wasserdichte Design sind die FiveGo™ Instrumente perfekt geeignet, um selbst unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässige Messdaten zu einem angemessenen Preis zu erhalten.

Inklusive pH-Einstich-Elektrode LE427 iP67

Anwendungsbereich:

Das Nadelspitzen-Design macht die pH-Elektrode ideal für feste Proben wie z. B. Fleisch, Obst, Käse, Bodenproben und vieles mehr

Art.-Nr.	TD-0169
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105006881
EAN	4066292341401
Farbe	weiß hellgrau
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temp MAX	100 °C
Temp MIN	0 °C
Breite	77 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	188 mm
Gewicht	0.26 kg
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit interner Kalibrierung mit integriertem Datenspeicher mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) mit automatischer Puffererkennung mit Sensor mit Grenzwerteinstellung mit Alarmfunktion inklusive Batterien/Akku
(Kombinierte) Funktionen	pH-Messer Spannung Thermometer
Auflösung pH	0.01 pH
Auflösung °C	0.1 °C
Energieversorgung	Akku Batterie
Typ Kalibrierung	auf Knopfdruck
gemessene Größe(n)	pH-Wert Temperatur mV
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Datenübertragung	Kabel
Form Anschluss	gerade
Hersteller	Mettler-Toledo OnLine
Messeinheit	pH °C mV
Messgenauigkeit pH	0.01 pH

Messgenauigkeit °C	0.1 °C
Typ Sensor	PH-Elektrode LE427
Typ Stecker	BNC Cinch

