



Mettler-Toledo SevenCompact S210-Basic

Artikelbilder

Beschreibung

Hochleistungsfähiges Routine-Gerät für pH,mV, rel. mV,und Temperaturmessung: - Großes Farb-Display (4,3 inch) mit u-Focus™: einfache Umschaltung des Displays alles/nur die wichtigen Informationen- Routine- oder Expertenmodus - Volltext-Menüführung in 10 Sprachen- ID-Management: Benutzer-/Proben-/Sensor-ID/volle GxP-Unterstützung- Automatische 1-/2-/3-/4-/5-Punkt-Kalibrierung mit 8 vordefinierten und benutzerdefinierte Puffergruppen- Kalibriertimer / -erinnerung- Automatische, manuelle oder zeitgesteuerte Endpunkterfassung - einstellbare Endpunktkriterien- Echtzeituhr und Datum- Interner Messwertspeicher für 1000 Datensätze- 2 USB-Schnittstellen für Datenexport via USB-Stick /PC, Anschluss eines/r USB-Scannersoder -Tastatur möglich- Steuerung einer Rührers (optimales Zubehör)- U-Place™: neuartiger, absolut vertikal laufender Elektrodenhalter vermeidet Umstoßen von GefäßenundElektrodenbruch- IP54 Staub- u. Feuchtigkeitgeschützt- u.v.m. Lieferumfang: Gerät, Elektrodenhalter, Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat Technische Daten: - pH-Messbereich: -2,000 bis 20,000, Auflösung 0,001 /0,01 / 0,1 - mV-Messbereich: -2000 bis2000 mV, Auflösung 0,1 / 1- Temperatur-Messbereich: -30,0 bis 130,0°C, Auflösung 0.1°C- Netzanschluss (9-12V, DC)- Sensor-Eingänge: BNC, Cinch/RCA (NTC 30 KOhm o. PT1000), digitaler Eingang- Schnittstellen: 2 x USB, 1 x RS232 (Anschluss an Drucker)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0108
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105009025
EAN	4058072983000
Bruttogewicht	4
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	90278020

