



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® XS® pH 1 Tester ECOPACK

71,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Tragbares pH-Meter wasserdicht IP67

Messgeräteserie pH 1 mit fester und nicht auswechselbarer Elektrode

Messgeräteserie pH 5 mit austauschbarer Elektrode

- Auflösung 0,1 pH mit Mikroprozessor und festem Sensor
- Kalibrierung mit Taste für 1 oder 2 Punkte (Auswahl von pH 4, 7, 10)
- Großes LCD-Display mit Anzeige der zur Kalibrierung verwendeten Puffer und der Messstabilität
- Automatische Temperaturkompensation
- Automatische Abschaltung
- Meldungen zur Selbstdiagnose: Batterien, Fehler in der Kalibrierung
- Stromversorgung 2 x 1,5V AAA-Batterien, auch kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien
- Das ECO PACK enthält: zusätzliches Glas zur Kalibrierung, Trageriemen, Kurzanleitung und 2 x 1,5V AAA-Batterien.

Messbereich: 0.0 ... 14,0 pH (pH 0,1). Arbeitstemperatur: 0..50 ° C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-3070
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072190552
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	0,1 mm
Farbe	grün
Länge	200 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	grafisches Display
Gewicht	0.11 kg
(Kombinierte) Funktionen	pH-Messer
Auflösung pH	0.01 pH
Energieversorgung	Batterie
Messeinheit	pH
Messgenauigkeit pH	0.10 pH
Typ Batterie	1.5V AAA
Typ Sensor	XS Standard für Tester
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH

