



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® XS® pH 5 Tester Kit

124,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Tragbares pH-Meter wasserdicht IP67

Messgeräteserie pH 1 mit fester und nicht auswechselbarer Elektrode

Messgeräteserie pH 5 mit austauschbarer Elektrode

- Auflösung 0,1 pH mit Mikroprozessor und festem Sensor
- Kalibrierung mit Taste für 1 oder 2 Punkte (Auswahl von pH 4, 7, 10)
- Großes LCD-Display mit Anzeige der zur Kalibrierung verwendeten Puffer und der Messstabilität
- Automatische Temperaturkompensation
- Automatische Abschaltung
- Meldungen zur Selbstdiagnose: Batterien, Fehler in der Kalibrierung
- Stromversorgung 2 x 1,5V AAA-Batterien, auch kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien
- Das ECO PACK enthält: zusätzliches Glas zur Kalibrierung, Trageriemen, Kurzanleitung und 2 x 1,5V AAA-Batterien.

Messbereich: 0.0 ... 14,0 pH (pH 0,1). Arbeitstemperatur: 0..50 ° C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-3073
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072190583
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	0,1 mm
Farbe	grün
Temp MAX	60 °C
Temp MIN	0 °C
Länge	200 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	grafisches Display
Gewicht	0.11 kg
Auflösung pH	0.01 pH
Auflösung °C	0.1 °C
(Kombinierte) Funktionen	pH-Messer Thermometer
Energieversorgung	Batterie
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Messeinheit	pH mV °C
Messgenauigkeit pH	0.01 pH
Messgenauigkeit °C	0.2 °C
Spannung MAX	1000.000000 mV
Spannung MIN	-1000.000000 mV
Typ Batterie	1.5V AAA
Typ Sensor	XS Standard für Tester

