



WTW inoLab[®] pH 7110 Einfaches

Artikelbilder

Beschreibung

Einfaches, leicht bedienbares pH/mV Labormessgerät (DIN) für Routinemessungen. Für Netz- und Batteriebetrieb. Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0162
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	108127110
EAN	4066292543850
Bruttogewicht	2.25
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.40500 m
Verpackungshöhe	0.14500 m
Verpackungstiefe	0.29500 m
Verpackungsvolumen	0.01732387 ccm
Zolltarifnummer	90278020

