



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® pH Check, pH 0 bis 14, 0 ° bis 50 °C,
inklusive Batterien**

**53,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kompakter pH Tester für einen Bereich von pH 0 bis 14,00 und einem Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C.

- Bestens geeignet für die Messung in schmalen Gefäßen wie Reagenzgläser
- IP65 spritzwassergeschützt
- Mit einfacher Eintasten Kalibrierfunktion und Hold Funktion
- Geteiltes Display mit automatischer Temperaturkompensation

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1062
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072157357
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Blau Weiß
Temp MAX	50 °C
Temp MIN	0 °C
Breite	20 mm
Höhe	225 mm
Länge	35 mm
Tiefe	35 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	69 g
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit interner Kalibrierung mit Zertifizierung inklusive Batterien/Akku
Auflösung pH	0.01 pH
Auflösung °C	0.1 °C
(Kombinierte) Funktionen	pH-Messer
Energieversorgung	Batterie
Typ Kalibrierung	auf Knopfdruck
gemessene Größe(n)	pH-Wert
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Messeinheit	°C °F pH
Messgenauigkeit pH	0.10 pH
Messgenauigkeit °C	1 °C
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

