



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific pH-Pocket-Tester, -1,0 bis 15,0, mit ATC

185,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Diese pH-Tester sind bei hoher Messgenauigkeit und niedrigen Betriebskosten für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die Doppelkontaktelektroden sind ideal für den Gebrauch in schmutzigem Wasser oder in Lösungen mit Schwermetallen oder anderen Verschmutzungen, auch weil das vergrößerte Volumen des Referenzgels die Lebensdauer der Elektrode verlängert.

Best.-Nr. 8-1301

PhTestr 10 mit ATC

Messbereich: -1,0 bis 15,0 pH

Genauigkeit: $\pm 0,1$ pH

Zubehör: Ersatz-Elektrode (Best.-Nr. 8-1304)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-4916
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	8-1301
EAN	4058072170882
Farbe	Gelb Weiß
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Länge	165 mm
Tiefe	165 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	125 g
für Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) inklusive Batterien/Akku
(Kombinierte) Funktionen	pH-Messer
Energieversorgung	Batterie
Ersatzteil	LD-4911
Messeinheit	pH
Messgenauigkeit pH	0.10 pH
Typ Kalibrierung	automatisch
gemessene Größe(n)	pH-Wert
pH MAX	15.0 pH
pH MIN	-1.0 pH

