



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Mikro-Gewebe-Handhomogenisator, spitz zulaufend, Glas/Glas, 1 ml

177,78 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spitz zulaufender Mikro-Handhomogenisator für eine stufenweise Zerkleinerung.
Im oberen Teil wird zunächst grob zerkleinert, im unteren Teil fein.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1347
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0935
EAN	4058072427610
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen	1 ml
Funktionsweise	mechanisch
Anzahl Pistille	1
Material Stab	Borosilikatglas
DM Mörser	11 mm
DM Stab	6.3 mm
DM Stempel	10.9 mm
Form Stempel	konisch. spitz
Länge Mörser	49 mm
Länge Pistill	130 mm
Material Mörser	Borosilikatglas
Material Stempel	Borosilikatglas
Typ Homogenisator	Handhomogenisator. manuell
Wandabstand Pistill 1	0.1 bis 0.15 mm

