



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



## Wheaton Mikro-Gewebe-Handhomogenisator, spitz zulaufend, Glas/Glas, 5 ml

177,78 €

zzgl. MwSt & Versand

### Product Images



## Beschreibung

Spitz zulaufender Mikro-Handhomogenisator für eine stufenweise Zerkleinerung.

Im oberen Teil wird zunächst grob zerkleinert, im unteren Teil fein.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1353
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0937
EAN	4058072427634
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen	5 ml
Funktionsweise	mechanisch
Anzahl Pistille	1
Material Stab	Borosilikatglas
DM Mörser	13 mm
DM Stab	6.3 mm
DM Stempel	12.9 mm
Form Stempel	konisch. spitz
Länge Mörser	93 mm
Länge Pistill	220 mm
Material Mörser	Borosilikatglas
Material Stempel	Borosilikatglas
Typ Homogenisator	Handhomogenisator. manuell
Wandabstand Pistill 1	0.1 bis 0.15 mm

