



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Mikro-Gewebe-Handhomogenisator spitz zulaufend, 3 ml

157,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spitz zulaufender Mikro-Handhomogenisator, komplett
Für eine stufenweise Zerkleinerung speziell für weiche Gewebe.
Im oberen Teil wird zunächst grob zerkleinert, im unteren Teil fein.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1362
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0953
EAN	4058072427696
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen	3 ml
Handhomogenisatoren und Pistille Eigenschaften	in Rührer einspannbar Pistill mit Ring/Distanzstück
Funktionsweise	mechanisch
Anzahl Pistille	1
Material Stab	Edelstahl
DM Mörser	11 mm
DM Stab	6.3 mm
DM Stempel	10.9 mm
Ersatzteil	WD-1361 WD-1360
Form Stempel	konisch. spitz
Länge Mörser	86 mm
Länge Pistill	220 mm
Material Mörser	Borosilikatglas
Material Stempel	Polytetrafluorethylen (PTFE. Teflon)
Typ Homogenisator	Handhomogenisator. manuell
Wandabstand Pistill 1	0.1 bis 0.15 mm

