



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Potter-Elvehjem-Handhomogenisator mit PVC-Überzug, 30 ml, 2 Stck./Pack

426,52 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Potter-Elvehjem Homogenisatoren, komplett.

Im Falle eines Glasbruchs werden die Glassplitter von dem Sicherheitsüberzug festgehalten, der ebenfalls vor mechanischer Einwirkung, Kratzern oder Flecken schützt und besonders gute Griffigkeit bietet.

Ersatz-Pistille auf Anfrage.

VE: 2 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1323
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0918
EAN	4058072427504
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen	30 ml
Handhomogenisatoren und Pistille Eigenschaften	mit Splitterschutzbeschichtung in Rührer einspannbar
Funktionsweise	mechanisch
Anzahl Pistille	1
Material Stab	Edelstahl
DM Mörser	24 mm
DM Stab	6.3 mm
DM Stempel	23.9 mm
Ersatzteil	WD-1324
Form Stempel	rund
Länge Mörser	118 mm
Länge Pistill	266 mm
Material Mörser	Borosilikatglas
Material Stempel	Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon)
Typ Homogenisator	Handhomogenisator, manuell Potter-Elvehjem
Wandabstand Pistill 1	0.1 bis 0.15 mm

