



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Brillenvorsetzlupe 2 x binokular

74,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kann auf jeder Brillenfassung festgeklemmt werden.

Beide Hände sind frei zum Arbeiten.

Linsen einfach auszuwechseln.

Lieferung: Box mit 2 Linsenteilen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-9530
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072011000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Lupen und Gläser Eigenschaften	weitere Linsen/Vergrößerungsstufen als Zubehör erhältlich
Anzahl Linsen/ Scheiben	2
Material Linse	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Arbeitsabstand	250 mm
Material Lupe	Polyamid (PA. unspezifisch) glasfaserverstärkt
Typ Lupe	Vorsetzlupe
Vergrößerung	2-fach

